

MEDIA MÁSCARA FILTRANTE DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID-19

Información General

Descripción

Modelo Eucalipto

Referencia: GASV-01

Media máscara de seguridad de cinco capas. Acabados sellados por ultrasonido, con elásticos de sujeción y pinza ajustable en la nariz.



Medidas (máscara plegada)

Ancho total 10,5 cm

Largo total 16.8 cm

Color blanco

Características técnicas

Especificaciones

Catalogada como EPI (Equipo de Protección Individual) categoría III (Reglamento UE 2016/425).

Cumplimiento de la Norma EN149:2001 + A1:2009 modificada por RfU PPE-R/02.075 versión 2.

Recomendaciones

Uso exclusivo de adultos.

Uso máximo recomendable 8 horas.

No reutilizable.

Composición

Doble capa de no tejido Spunbond

Doble capa Meltblown

Capa extra de no tejido Spunlance

Logística

Bolsa individual 1 ud.



| Tipo | Uds. individuales | Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Nº packs | Peso Neto (Kg) | Peso Bruto (kg) |
|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|----------|----------------|-----------------|
| Pack | 30 | 19.5 | 19.5 | 12 | 1 | 0,24 | 0,31 |
| Caja | 630 | 60 | 40 | 47 | 21 | 6,58 | 7,78 |
| Caja Máster | 6.480 | 120 | 80 | 110 | 216 | 67,69 | 74,45 |

Nota: El uso de estas mascarillas no exime del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, así como del resto de medidas expuestas por el Ministerio de Sanidad.

Instrucciones de uso / Instructions for use



Lávese las manos con agua y jabón y/o solución hidroalcohólica antes de su manipulación.

Wash your hands with soap and water and / or a hydroalcoholic solution before handling.



Despliegue la máscara, dé forma al clip nasal doblándolo ligeramente para una correcta colocación y coloque la máscara en la parte inferior de la barbilla.

Unfold the mask and hold the mask by both rubber bands making sure the nose clip is located at the top.



Identifique la parte superior de la máscara, sostenga la máscara por las gomas y extiéndalas a ambos lados de las orejas.

Put the mask on your face by placing the rubber bands behind your ears (or a plastic clip behind your head)



Ajuste el clip nasal para conseguir un cierre hermético y verifique que la mascarilla está colocada correctamente. Todos los bordes estén en contacto directo con la cara y sin molestias respiratorias.

Adjust the nose clip to ensure a tight seal and verify that the mask is on correctly. All edges should be in direct contact with skin to ensure a tight seal.

Advertencia / Warning

- Máscara de uso personal / *Mask of personal use*
- No usar si está húmeda, sucia o dañada / *Do not use if it is damp, dirty or damage*
- Esta máscara está fabricada sólo para protección COVID 19 / *This mask is manufactured for COVID 19 protection only.*
- Máscara no válida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno) / *Invalid mask in poor air quality conditions (pollutants, oxygen deficiency)*



Mantener a temperatura de -20°C a 50°C

Keep at temperature of -20°C a 50°C



Máxima humedad relativa del almacenamiento: <80%

Maximum relative humidity of storage: <80%



Fecha de caducidad: 2 años

Expiration date: 2 years



Ver la información suministrada por el fabricante
See information supplied by the manufacturer