

ONYSAFE S.A.
Polígono los Álamos, Fase 2,
Parcela 11C, UE-1/7
18230 Atarfe
Granada

CE 0161

GASV-01 Modelo EUCALIPTO

Este producto ha sido fabricado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425, para uso básico, PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes para proteger solo para COVID 19. Requisitos, pruebas, marcado, de conformidad con el certificado n° 21/3863/00/0161 por AITEX, Plaza Emilio Sala n° 1, Alcoi, España, organismo notificado 0161.

El EPI se fabrica en un material no tejido con:

1. Spunbond
 2. Melt-Blown
 3. Melt-Blown
 4. Spunlace
 5. Spunbond
- Clip nasal ajustable
Dos bandas elásticas

Instrucciones de uso



1. Abra la máscara con cuidado de no tocar su interior, compruebe que está correctamente orientada con la parte oblicua hacia el exterior y el clip nasal en la parte superior.
2. Sujete la máscara contra su barbilla asegurando que quede completamente cubierta nariz y boca. Ajuste la forma del clip nasal con ambas manos de manera que el tejido alrededor de la nariz quede adherido y no existan huecos entre la piel y la máscara.
3. Tire de las gomas elásticas y ajústelas detrás de sus orejas.
4. Ajuste la posición de la máscara asegurando que no quedan huecos en el perímetro de esta y que puede respirar con comodidad.

A la retirada de la máscara, sujétela de las gomas elásticas y deséchela adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones locales.

Advertencias

-Esta media máscara filtrante está fabricada sólo para la protección frente a COVID-19. Según lo solicitado por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para este uso específico, el factor de protección nominal proporcionado por esta media máscara filtrante es el mismo que el factor de protección nominal FFP2 definido en EN 149: 2001 + A1: 2009. Esta media máscara filtrante no es una media máscara filtrante para uso general y no debe usarse para fines distintos a la protección contra COVID-19.

- La máscara no ofrece protección contra aerosoles a base de aceite.
- Es poco probable que se cumplan los requisitos de fugas si el vello facial pasa por debajo del sello facial.
- Esta máscara no es válida en condiciones de baja calidad del aire (contaminantes, deficiencia de oxígeno).
- Esta máscara no es válida en atmósferas explosivas. No usar en zonas de riesgo de explosión.
- Este producto no es resistente a las llamas y no debe usarse en áreas con llamas abiertas
- Asegúrese siempre de que el producto sea el adecuado para la aplicación, esté ajustado correctamente, usado durante todo el tiempo en que el usuario esté expuesto, y reemplazado cuando sea necesario. En caso contrario no se podrá garantizar la efectividad de la máscara.
- Para la idoneidad y el uso adecuado, siga las regulaciones locales.
- Suspenda su uso si tiene dificultad para respirar, se producen molestias o reacciones adversas.
- Si está deteriorada, no debe usarse. Hay que cambiarla, aunque no se haya utilizado nunca.
- Uso exclusivo para adultos. Uso máximo recomendado 8 horas.
- No es reutilizable, ni lavable. Debe desecharse después de su uso.
- El incumplimiento de las instrucciones y advertencias sobre el uso de estos productos y/o no usar correctamente el producto completo durante todos los periodos de exposición puede afectar negativamente la salud del usuario, provocar una enfermedad grave o potencialmente mortal o una discapacidad permanente.

Niveles

VALOR OBTENIDO: PASA
Máxima penetración del material del filtro:

Clasificación	95 l/min % Max.
FFP2	6

El nivel FFP2 es un parámetro guía de la norma EN 149: 2001 + A1: 2009, no aplicable para RfU PPE-R / 02.075 VERSIÓN 2 ya que la validez final para el método de certificación COVID 19 es de acuerdo con un PASS / NOT PASS.

Almacenamiento: En interior bien ventilado, sin gas ni material corrosivo, evitar altas temperaturas o exposición a la luz. **Embalaje:** Cada máscara se presenta con embolsado individual.

Junto a este folleto informativo puede encontrar la **DECLARACION DE CONFORMIDAD** o puede solicitarla a través del email hola@onysafe.com.

