

# ROLLOS DE ALGODÓN

Referencia: DALDE\_0020

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Material:

- **Envoltura exterior:** 100% Algodón
- **Contenido:** Libre de látex y ftalatos.
- **Talla:** Ø 10mm

### Descripción:

Los rollos de algodón son 100% algodón, no esterilizados y desechables. La alta absorbencia y resistencia a los líquidos permiten un uso duradero sin deteriorarse.

Libre de látex y ftalatos.

Cajas de 300gr

## FINALIDAD PREVISTA DEL PRODUCTO

Los rollos de algodón desechables son confeccionados a partir de algodón puro de fibra larga, sin tratamiento de clorado, y se caracterizan por su elevada capacidad de absorción, superando los 20 gramos por gramo (20g/g), siendo insolubles en agua.

Estos rollos de algodón dental presentan una forma cilíndrica y desempeñan un papel fundamental en entornos odontológicos. Su principal función es absorber la saliva del paciente, pero también se utilizan como material de aislamiento durante intervenciones dentales. Además, desempeñan un papel clave en la mejora de la visibilidad y el acceso para el profesional durante diversos tratamientos. La versatilidad del producto se refleja en su capacidad para colocarse en diferentes áreas, como el maxilar superior e inferior, tanto en la zona lingual como labial.

Un aspecto destacado de estos rollos de algodón es su capacidad para mantener su compactibilidad incluso en el momento de la absorción, lo que asegura un rendimiento consistente y fiable durante el procedimiento dental.

Con un diámetro de 10 mm y un peso de 300 gramos, estos rollos de algodón desechables ofrecen un equilibrio óptimo entre manejabilidad y eficacia, contribuyendo así a la eficiencia y la comodidad tanto para el profesional como para el paciente en el entorno dental.



## CLASIFICACIÓN

Dispositivo Médico Clase I

Clasificación según el Anexo VIII Regla 1 del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitario

## NORMAS Y DIRECTIVAS APLICADAS

Simbología según la norma UNI CEI EN ISO 15223-1:2021

## RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar a temperatura ambiente, lejos del calor, llamas abiertas o chispas.

## VALIDEZ

Lote indicado en el producto

## LOGÍSTICA

Caja con 20 x 300gr

Medidas caja: 42,5 x 33,5 x 42,5cm

## SIMBOLOGÍA APLICADA

